

Lutz B2 Vario

Légère, fiable et maniable.

Pour des tâches exigeantes

Fortes solutions de pompes

Nouveau: avec variateur de vitesse continu pour le remplissage de petites quantités

Pour les secteurs de la recherche et du laboratoire



Réfléchir aujourd'hui, c'est bien. Réfléchir pour demain, c'est mieux

La Lutz B2 Vario
offre une technologie
innovante vous
facilitant bien la tâche.

NOUVEAU

Silencieuse et pratique

La pompe convainc grâce à son fonctionnement très silencieux ainsi que sa longue durée de vie. Le corps de pompe sans joint se base sur les pompes déjà présentes sur le marché en milliers d'exemplaires pour les utilisations industrielles de transvasement et de remplissage. Le nouveau développement de la Lutz B2 Vario convainc de part la grande variété d'utilisations, la construction permettant un entretien simple et la vidange optimale des réservoirs.

Les kits complets permettent de gagner du temps et de l'argent

Nous vous proposons le kit pompe complet, prêt à l'emploi, qui se compose de la pompe, d'un flexible en PVC de 1,5 m de long, d'un pistolet de remplissage et d'un dispositif d'accrochage. En option, vous pouvez également rajouter un débitmètre sur la pompe.



L'innovation pour plus de sécurité et de confort

La nouvelle génération de pompe Lutz B2 Vario: Idéale pour le laboratoire et la recherche



Protection de l'environnement, sécurité, économie d'énergie et des coûts, mais aussi confort dans le maniement: Les exigences auxquelles une pompe doit répondre sont en constante augmentation. En même temps, l'utilisation doit rester aussi simple que possible. Voulant relever ce défi, Lutz a mis au point une pompe répondant à ces attentes. La nouvelle pompe électrique vide-fûts et vide réservoirs «Lutz B2 Vario» allie une technique ayant fait ses preuves à un ensemble de nouvelles fonctions lui assurant supériorité et flexibilité lors de son utilisation.

Les avantages de la nouvelle génération de pompe Lutz B2 Vario:

- ✓ Un variateur de vitesse continu pour le transvasement et le remplissage de petites quantités
- ✓ Utilisation facile et sûre grâce aux poignées intégrées et le pistolet de remplissage
- ✓ Peu bruyante, longue durée de vie
- ✓ Différentes profondeurs d'immersion de 500, 700 et 1000 mm pour l'utilisation dans des petits récipients jusqu'au fût de 200 L
- ✓ Corps de pompe sans graissage, donc pas d'impuretés dans le liquide
- ✓ Applications très variées grâce à la construction sans joint
- ✓ Facile d'entretien et simple à démonter
- ✓ Disponible en polypropylène et acier inoxydable (1.4571)

Lutz B2 Vario vous garantit: de nombreuses possibilités d'utilisation, une sécurité maximale, un rapport qualité-prix optimum.



Corps de pompe sans joint ni remplissage de graisse et donc pas d'impuretés dans le liquide. Montage facilitant l'entretien, démontage facile et vidange optimale des réservoirs.

Lutz B2 Vario: en kit, un avantage évident

Idéal pour le transvasement et le remplissage de petites quantités



Avec crochet intégré en série:
pistolet et câble peuvent être
accrochés à la pompe.

Pour plus de sécurité

Lors du remplissage ou le transvasement de produits chimiques, acides, bases ou autres liquides dangereux, la sécurité pour les hommes et l'environnement est particulièrement importante. Ceci est surtout vrai lors du remplissage de petites quantités. La nouvelle « Lutz B2 Vario remédie à ce problème. Le variateur de vitesse continu avec interrupteur marche/arrêt permet un transvasement et un remplissage contrôlés et faciles de petites et grandes quantités. L'utilisateur de la pompe peut, par un simple mouvement de main, régler en douceur le débit, du niveau le plus faible jusqu'à la vitesse souhaitée.





Aperçu des caractéristiques techniques

Moteur:	200 W, 230 V, 50 Hz
Corps de pompe:	Polypropylène (PP) ou acier inoxydable (1.4571)
Débit:	max. 75 l/min.
Hauteur de refoulement:	max. 7 m CE
Densité:	max. 1,3 kg/dm ³
Viscosité:	max. 300 mPas
Poids:	2,2 – 3,5 kg

Pour la vidange
de jerrycans et fûts

Pompe Lutz B2 Vario **Kit de pompe Lutz B2 Vario**
PP-SL en polypropylène* PP-SL en polypropylène**

Pompe Lutz B2 Vario **Kit de pompe Lutz B2 Vario**
Inox-SL en acier inox* SS-SL en acier inox**

	Longueur d'immersion: 500 mm Référence	0201-500	0205-020	0201-510	0205-030
	Longueur d'immersion: 700 mm Référence	0201-501	0205-021	0201-511	0205-031
	Length 1.000 mm Référence	0201-502	0205-022	0201-512	0205-032

** Le kit de pompe comprend la pompe, un flexible en PVC, un dispositif d'accrochage et un pistolet de remplissage en polypropylène.

*Pompe Lutz B2 Vario avec raccord fileté G1 et raccord de flexible DN 19.



B2
LUTZ



Lutz vous offre toujours la solution adaptée pour une gestion professionnelle des fluides.

e
r
i
a
m
m
o
s

Pompes vide-fûts et vide-conteneurs

Les pompes vide-fûts et vide-conteneurs Lutz sont proposées en version moteur électrique ou pneumatique offrant à la fois puissance et sécurité. Elles garantissent une solution complète adaptée à toutes les applications de transfert. La conception modulaire des pompes vide-fûts confère un choix important de solutions de montage. Maniables et fiables, elles assurent le transfert des fluides, des produits visqueux, agressifs et inflammables en toute sécurité.



Compteurs

Pour le comptage de tout fluide. Large gamme de matériaux et de domaines d'application. Présélection aisée au moyen d'un clavier numérique. Conception modulaire permettant l'utilisation des compteurs en version manuelle ou automatique, exploitables en zone ATEX ou non ATEX.



Pompes pneumatiques à double membranes

Les pompes pneumatiques à double membranes Lutz qui fonctionnent sans lubrification sont le moyen idéal pour le pompage de liquides visqueux, corrosifs, abrasifs et inflammables. Elles conviennent pour un grand nombre d'applications dans l'industrie. Elles assurent un fonctionnement sans blocage.



Pompes centrifuges

Les pompes centrifuges Lutz, de construction horizontale ou verticale, sont utilisées principalement pour le transfert de liquides neutres, agressifs ou chargés.

Lutz - Pumpen GmbH

Postfach 14 62 · D-97864 Wertheim

Tél.: (+49 93 42) 8 79-0 · Fax: (+49 93 42) 87 94 04

e-mail: info@lutz-pumpen.de

www.lutz-pumpen.de



Pompes vide-fûts



Compteurs



Pompes pneumatique à membranes



Pompes centrifuges